

## 蔗糖-PBS 溶液(20%)

**【货号】** BL-S102

**【规格】** 500mL

**【保存】** 2~8℃，6 个月。

### **【产品简介】**

蔗糖-PBS 溶液(20%)主要由蔗糖、PBS 组成，新鲜组织取材后，用该溶液沉淀以去除多余水分，以避免冷冻后产生冰晶。是一种非常重要的辅助试剂。

### **【使用方法】**

- 1、新鲜组织取材，用充分 PBS 清洗数次。
- 2、置于蔗糖-PBS 溶液(20%)中，并置于 4℃ 过夜。
- 3、更换于恰当的固定液中固定或进行其他操作。

### **【注意事项】**

- 1、 密闭保存，注意避免微生物污染。
- 2、 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。