

L-谷氨酰胺溶液(200mmol/L,无菌过滤)

【货号】 BL-O008

【规格】 100mL

【保存】 -20℃，12 个月。

【产品简介】

L-谷氨酸溶液 (200mmol/L) 由 L-谷氨酰胺、氯化钠、去离子水等组成，经过滤除菌处理，可用作哺乳动物细胞培养中培养基的添加剂，用途极为广泛。

【使用方法】

根据实验具体要求操作。

【注意事项】

- 1、注意避免反复冻融，并且注意无菌操作。
- 2、谷氨酰胺在溶液中不稳定，4℃下放置 1 周可分解，故应用前加入培养液。
- 3、加有谷氨酰胺的培养液在 4℃冰箱中储存 2 周以上时，应重新加入原来的谷氨酰胺。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。