

仅供科研使用

版本号：A 版

TBS 缓冲液（0.02mol/L，pH8.2）

【货号】 BL-S331

【规格】 500mL

【保存】 10~30℃，12 个月。

【产品简介】

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS，属于常规 pH 缓冲液，常用于清洗免疫染色的组织或 Western Blot 中的蛋白印迹膜等，是常用分子生物学试剂。TBS 缓冲液（0.02mol/L，pH8.2）主要由 Tris、氯化钠、BSA、防腐剂等组成，可用于免疫金银染色中清洗组织，亦可作为封闭液的基础试剂。

【使用方法】

- 1、石蜡切片脱蜡至水。
- 2、胰蛋白酶消或 3M 尿素消化。
- 3、蒸馏水冲洗 2 次。
- 4、TBS 缓冲液（0.02mol/L，pH8.2）振荡洗涤 2 次，每次 5~10min。
- 5、进行封闭及下游其他实验。

【注意事项】

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。