

仅供科研使用

版本号：A 版

pH 计电极保护液

【货号】 BL-431

【规格】 100mL

【保存】 10~30℃，12 个月。

【产品简介】

pH 计电极经过长期酸碱腐蚀或保存于不恰当的溶液中，容易产生老化现象。pH 计电极保护液可以很好的保护 pH 计电极。

【使用方法】

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、一般用超纯水彻底清洗电极后，浸泡于 pH 计电极保护液。使用电极时，应先用超纯水彻底清洗电极，再进行 pH 的测量。

【注意事项】

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。