

乙酸钠溶液(3mol/L,pH5.2,无菌)

【货号】 BL-S126

【规格】 100mL / 500mL

【保存】 室温，12 个月。

【产品简介】

NaAc(3mol/L, pH5.2, 无菌)主要由 3M NaAc 组成，调 pH5.2，常用于 DNA 乙醇沉淀等。

【使用方法】

根据实验具体要求操作。

【注意事项】

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。