

仅供科研使用

版本号：A 版

葡萄糖溶液（50%，无菌）

【货号】 BL-S081

【规格】 100mL / 500mL

【保存】 2~8℃，6 个月。

【产品简介】

葡萄糖溶液（50%，无菌）由葡萄糖、去离子水组成，经无菌处理，可用于细胞培养基的添加剂，用途极其广泛，是一种非常重要的辅助试剂。

【使用方法】

- 1、根据实验具体要求操作。

【注意事项】

- 1、注意无菌操作，避免微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。